

e-Anatomy

Guide rapide

Moteur de recherche

Plein écran

Barre de fonctionnalités

- Défilement des images
- Déplacement de l'image
- Zoom
- Miroir horizontal
- Miroir vertical
- Rotation de l'image
- Réinitialiser les modifications
- Mode quizz
- Enregistrer l'image
- Mode Haute qualité
- Légendage limité à une zone
- Panneau latéral

Structures anatomiques :


- Modifications des filtres
- Réglage de la taille des légendes

Séries :

- Choix de la série d'image

Langue :

- Choix de la langue des légendes



Raccourcis clavier

F	Mode plein écran	H	Mode légende	↑	Image précédente
M	Pointeur (Viewzone)	S	Sauvegarder	↓	Image suivante
Q	Mode quiz	R	Navigation inversée (Maintenir)	→	Série suivante
Z	Mode zoom			←	Série précédente